Michelson-Interferometer Versuch 401

Marcel Kebekus marcel.kebekus@tu-dortmund.de

Konstantin Mrozik konstantin.mrozik@tu-dortmund.de

Abgabe: 24. Juli 2020

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel	3
2	Theorie 2.1 Interferenz und Kohärentes Licht	
3	Durchführung3.1Justierung3.2Messung aufnehmen3.3Brechnungsindex	6
4	Auswertung4.1 Bestimmung der Wellenlänge	
5	Diskussion	7
Lit	teratur	8
6	Anhang	9

1 Ziel

In diesem Versuch soll die Wällenlänge des verwendeten Lasers bestimmt werden, sowie der Brechungsindex von Luft.

2 Theorie

2.1 Interferenz und Kohärentes Licht

Das Michelson-Interferometer basiert auf dem Prinzip der Interferenz. Licht ist ein elektromagnetische Welle und breitet sich nach Maxwell in der allgemeinsten Form für die elektrische Feldstärke,

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 \left(1 + \cos(kx - wt - \gamma) \right),$$

wobei $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ die Wellenzahl, λ die Wellenlänge, w die Kreisfrequenz und γ der Phasenwinkel ist. Hierbei gilt das Superpositionsprinzip. Da die elektrische Feldstärke von Licht im allgemeinen nicht einfach zu messen ist, greift man auf die Inetensität I zurück,

$$I = \operatorname{const} |\vec{E}|^2$$
.

Bei der überlagerung mit einer zweiten Welle folgt darfür,

$$I_{\rm ges} = 2 {\rm const} \vec{E}_0 (1 + \cos(\gamma_2 - \gamma_1)). \label{eq:ges}$$

Man sieht, dass für den hinteren Teil, die Gleichung für ein ungerades Vielfaches von π verschwindet.

Zudem muss noch hinzugefügt werden, dass eine Interferenz für Licht aus zwei verschiedenen quellen im Allgemeinen nicht möglich ist. Dies folgt aus der Entstehung des Lichtes. Eine elektrische Welle wird demnach von einem Atom ausgegebe, wenn es in den Grundzustand zurückgeht. Wird diese Welle über einen genügend großen Zeitraum gemittelt, so verschwindet der hintere Interfrenzterm. Man spricht von inkohärentem Licht.

Besitzt das Licht en festes k, w und γ so spricht man von Kohärentem Licht.

Es ist allerdings möglich eine Interferenz des Lichtes aus einer Quelle zu beobachten, Hierfür wird der Lichtstrahlt aufgeteilt und zu einem späteren zeitpunkt wieder zusammengeführt. Da die beiden Lichtstrahlen verschiedene lange Wege durchlaufen sind, führt die Phasendifferenz zur Interferenz. Ob eine Interferenz überhaut zu beobachten ist ist dabei von der Kohärenzlänge l abhängig. So folgt für den Zusammenhang zwischen Interferenmaxima N, Wellenlänge λ und Kohärenzlänge l

$$l = N \cdot \lambda$$

2.2 Das Michelson-Interferometer

Hierbei wird sich die Teilung des Lichtes zu nutzen gemacht. Ein semipermaeables MAterial teilt den Lichtstrahlt. Dabei geht ein teil des Lichtes durch den Strahl, während ein anderer Teil abgelenkt wird. Beide Strahlen laufen zu einem Spiegel (hier S_1 und S_2) und werden zurückgeworfen, sodass sie sich am Punkt P wieder treffen und gemeinsam zum Detektor D gelangen können. Um nun eine Interferenz zu beobachten müssen beiden Strahlen koärebt sein. Um dies zu erreichen, werden die Strecken S_1P und S_2P gelcih gewählt. Zusätzlich stelle amn ene Kompensationsplatte in den Weg zwischen P und S_2 , welche die optische Weglänge der Strahlen ausgleicht, weil der Strahl zu S_1 die Platte dreimal druchläuft, während der Strahl zu S_1 sie nur zweimal durchläuft.

Nun kann über die Verschiebung Δd der Spiegel die Inetensität der Interfernezmuster




Abbildung 1: Schematischer Aufbau Michelson-Interferometer [2, S. 9]

am Ort D varrieren. Für die Wellenlänge λ folgt dardurch

$$\Delta d = z \cdot \frac{\lambda}{2} \tag{1}$$

wobei z für die Anzahl der beobachteten Interferenzmaxima steht. Sind die Abstände zwischen P und den Spiegel gleich, so ergibt sich ein Gangunterschied von $\frac{\pi}{2}$.

Das Ergebnis bei D ist eine destruktive Interferenz.

Neben der Möglichkeit die Wegstrecke zu varrieren kann auch der Brechungsindex nach $n+\Delta n$ variiert werden. Dies kann durch ein Medium der Länge b realisiert werden. Für den Wegunterschied folgt nun

$$\Delta d = b \cdot \Delta n.$$

Für die Beobachtungen bei D folgt

$$b \cdot \Delta n = \frac{z\lambda}{2} \tag{2}$$




Abbildung 2: Schematischer Aufbau zur Messung von Brechnungsindexunterschieden [2, S. 5]

Mit N der Anzahl von Molekülen die durch die Lichtwelle der Wellenlänge λ zu Schwingungen angeregt werden folgt

$$n = \sqrt{1 + f(\lambda)N},\tag{3}$$

welche sich für sichtbares Licht als

$$n = 1 + \frac{f}{2}N,\tag{4}$$

schreiben lässt.

Nimmt man nun an, dass es bei einem verwendetet Medium um ein ideales Gas handelt, so folgt für die Anzahl der Moleküle

$$N(p,T) = \frac{p}{T} \frac{T_0}{p_0} N_L, \tag{5}$$

 N_L ist dabei die Loschmidtsche Zahl und p_0 und T_0 die Normalbedingungen. Daraus folgt für den Brechungsindexunterschied Δn

$$\Delta n(p,p') = \frac{f}{2} N_L \frac{T_0}{p_0} \frac{1}{T} (p-p'). \tag{6} \label{eq:deltan}$$

Es folgt somit für den Brechungsindex unter Normalbedingungen

$$n(p_0, T_0) = 1 + \Delta n(p, p') \frac{T}{T_0} \frac{p_0}{p - p'}$$
(7)

3 Durchführung

3.1 Justierung

Zunächst muss die Apperatur justiert werden. Dafür werden die beiden hellsten Strahlen die aus dem Interometer austreffen zur Deckung gebracht. Ein Justierspiegel wird dazu




Abbildung 3: Messapperatur [2, S. 9]

verwendet, um die Deckung auf deiner Jilfsmattscheibe zu erziehlen. Danach muss das Photoelement, was zur Zählung der Maximas verwendet wird, auf die richtige Höhe eingestellt werden, sodass das Interferenzbild genau auf dem Eintrittspalt entsteht.

3.2 Messung aufnehmen

Um nun die Messung zu starten kann einer der beiden Spiegel mithilfe ines Motors über eine Mikrometerschraube bewegt werden. Die Geschwindigkeit muss auf das Photoelement angepasst sein, um alle Impuls aufnehmen zu können. Die Spiegelverschiebung Δd , sowie die Anzah der Interferenzmaxima z wird notiert. Die Messung wird 10mal durchgeführt.

3.3 Brechnungsindex

Ziel ist es den Brechnungsindex von Luft zu messen. Nun werden keine Spiegel mehr bewegt und der Motor kann ausgeschaltet werden. Eine Messzelle wird nun auf einen Druck p evakuiert. Beim langsamen wiedereinlassen der Luft, zählt man nun erneut die Anzahl z der Interferenzen. Der sich einstellende Druck p_0 wird nun als Normaldruck angenommen.

4 Auswertung

4.1 Bestimmung der Wellenlänge

Wie bereits in der Theorie beschrieben lässt sich die Wellenlänge des Lasers über die Messung der Maxima auf einem Messintervall Δd bestimmen (Formel 1). In der Tabelle ist gut zu erkennen, dass die zweite Messung stark von den anderen abweicht und sie

Δd	Maxima	λ
m		nm
0.00097469	3030	643,35
0.00125972	3007	837,86
0.00099263	3022	656,94
0.00095874	3002	638,73
0.00097469	3013	646,99

Tabelle 1: Die berechnete Wellenlänge und die Parameter von denen sie abhängt.

wird somit in den weiteren berechnungen vernachlässigt. Um die Wellenlänge genauer zu bestimmen wird nun der Mittelwert der Messungen gebildet.

$$\lambda_{\rm mittel} = 646, 50 \cdot 10^{-9} \rm m$$

4.2 Messung des Brechungsindex

Nun soll der Brechungsindex von Luft bestimmt werden. Nach Formel 7 und 2 gilt:

$$\Delta n = \frac{z\lambda}{2b} = 0.00021$$

$$n = 1 + \Delta n \frac{T}{T_0} \frac{p_0}{p - p'} = 1.00013$$
(8)

Wobei die Wellenlänge aus dem vorherigen Aufgabenteil übernommen wird.

5 Diskussion

Die Wellenlänge des verwendeten Lasers wurde als 646,5nm bestimmt und liegt somit im Bereich von 632 bis 670 nm, in dem rotes Laserlicht vorkommt [5]. Der berechnete Wert liegt somit im erlaubten Intervall, da im Experiment ein roter Laser verwendet wurde. Der berechnete Brechungsindex von Luft n=1,00013 hat einen absoluten Fehler von $\Delta_{abs}n=0,00017$ und dem relativen Fehler $\Delta_{rel}n=0,00017$. Der gemessenen Brechungsindex liegt somit nah am Literaturwert von 1,0003 und die Messung war erfolgreich.

Literatur

- [1] Brechingsindex. URL: https://www.univie.ac.at/mikroskopie/1_grundlagen/optik/strahlenoptik/2_lichtbrechung.htm.
- [2] Tu Dortmund. "Versuch 401: Michelson-Interferometer". In: ().
- [3] John D. Hunter. "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Version 1.4.3. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 90–95. URL: http://matplotlib.org/.
- [4] Travis E. Oliphant. "NumPy: Python for Scientific Computing". Version 1.9.2. In: Computing in Science & Engineering 9.3 (2007), S. 10–20. URL: http://www.numpy.org/.
- [5] Wellenlängen von Lasern. URL: http://www.raycomposer.de/de/service/laserwellenlaengen/.

6 Anhang